

**ESCHENBACH**

**Ash**  
Vision for living

**FUSION**

Fusion ist die Verbindung mehrerer Produkte zu einem einzelnen, innovativen tragbaren Gerät. Als komplette Einheit gleitet das Gerät leicht über den Text und vergrößert ihn. Der schwenkbare Bildschirm gewährleistet bequemes Lesen. Die einzigartige Scroll-Kameramaus zum Heranzoomen lässt sich auch aus dem Basisgerät herausnehmen, um schwer erreichbaren Text zu lesen oder mit der Hand zu schreiben. Fusion ist Ihre Lösung für Vergrößerungsaufgaben unterwegs.

- Modi:** Farbdarstellung, erweiterte Positiv- und Negativdarstellung im Lesemodus sowie verschiedene Halbtöne. Diese werden durch ergonomische Knöpfe an der Maus angesteuert. Bevorzugte Lesemodi werden bedienerfreundlich gespeichert.
- Vergrößerung:** Lichtstarker 7" Bildschirm mit Zoombereich von 6- bis 16-fach.
- Variabel:** Praktische Hilfsmöglichkeit für das Schreiben von Hand und Sehen entfernter Objekte durch herausnehmbare Kamera.
- Scroll-Zoom:** Einzigartige, leicht zu bedienende Zoom-Funktion, die durch das Scrollen (Drehen am Mousrad) die Auswahl der gewünschten Vergrößerung erleichtert. Rollen am Grundgerät erlauben eine einfache Seitwärtsbewegung des Gerätes beim Lesen von Texten. Das Gerät lässt sich bequem auf gerade einmal 31 mm Höhe zusammenklappen und wiegt dabei nur 1,1 kg.





Zusammengeklappt für den Transport



Herausnehmbare Kamera



Integrierte Handschriftfunktion

# FUSION

## Alles Nötige ist bereits dabei:

- Fusion mit eingebautem Bildschirm und Mauskamera
- Schützende Tragetasche
- Fest eingebaute Lithium-Ionen-Akkus, aufladbar
- Ladegerät mit Netzkabel
- Bediener-Handbuch

## Technische Daten

<b>Art. Nr.:</b>	165630
<b>Bildschirm:</b>	180 mm TFT LCD (7 Zoll)
<b>Vergrößerung:</b>	6- bis 16-fach
<b>Modi:</b>	Erweitert schwarz auf weiß Erweitert weiß auf schwarz Halbtöne: Große Auswahl an Text- und Hintergrundfarben, 56 Farbkombinationen
<b>Gewicht:</b>	1,1 kg (2 lb 4 oz)
<b>Größe:</b>	174 x 182 x 31mm (7 x7 x 2 Zoll) 200 mm (8 Zoll) hoch bei Gebrauch
<b>Stromversorgung:</b>	100-240V, 50/60Hz und Lithium-Ionen Akkus, wiederaufladbar; Betriebsdauer üblicherweise 3 Stunden. Ladezeit mit mitgeliefertem Schnellladegerät: 4 Stunden Gerätenutzung wird durch Batterieladen nicht beeinträchtigt.

## ESCHENBACH

Eschenbach Optik GmbH  
Schopenhauerstraße 10  
90409 Nürnberg  
Telefon +49 (0) 911 3600 -0  
Telefax +49 (0) 911 3600 -358  
Internet [www.eschenbach-optik.de](http://www.eschenbach-optik.de)  
E-Mail [mail@eschenbach-optik.de](mailto:mail@eschenbach-optik.de)

Leutschenbachstrasse 46  
8050 Zürich  
Telefon +41 (0) 44 308 80 30  
Telefax +41 (0) 44 308 80 33  
Internet [www.eschenbach-optik.ch](http://www.eschenbach-optik.ch)  
E-Mail [mail@eschenbach-optik.ch](mailto:mail@eschenbach-optik.ch)